


FACE INFUSION


Das FACE INFUSION System ist ein Gerät zur perkutanen Wirkstoffabgabe durch MIKROELEKTROPORATION. Das Gerät kombiniert die Mikrodermabrasion mit der Massage und der Injektion.

- × Der spezielle runde Diamantaufsatz des FACE INFUSION erzeugt ein Oberflächenpeeling der Hornhaut, entfernt Öl und Talg und erhöht die Hautdurchlässigkeit.
- × Der Mikropuls unterstützt die Peelingwirkung des Diamantaufsatzes und erzeugt gleichzeitig eine Verbesserung der Gefäßdurchblutung und eine Stimulation der Fibroblasten und der Kollagenproduktion.
- × Die Stromanwendung unterstützt diese Funktionen weiter. Wie bei einer Elektroporation werden neue wasserhaltige Kanäle gebildet, die ein tiefes Eindringen der topischen Wirkstoffe in die inneren Hautschichten, die Dermis und die Hypodermis ermöglichen.

BILDUNG DER ELEKTROPOREN



BEFORE



AFTER

Face Infusion ist ein hochentwickeltes System zur Infusion von topischen Wirkstoffen, die durch eine gleichzeitige Mikrodermabrasion der Haut verbessert wird. Face Infusion kombiniert die Mikrodermabrasion und die gesteuerte transdermale Abgabe von aktiven Inhaltsstoffen.

Durch den Spezialaufsatz mit runden Diamantköpfen wird eine Dermabrasion mit mechanischem Mikropuls durchgeführt, während gleichzeitig topische Wirkstoffe durch Mikrostrom an die tiefsten Hautschichten abgegeben werden.

Neuerdings ist auch ein Handgerät für Körperbehandlungen erhältlich.


Das FACE INFUSION System ist das innovativste und fortschrittlichste Gerät zur perkutanen Abgabe topischer Wirkstoffe und anderer spezieller Produkte für die Gesichtspflege.


Die Hauptindikationen sind:

- Gesichtsverjüngung
- Faltenglättung
- Hautstraffung im Gesicht
- Feuchtigkeitsanreicherung
- Ausgleich normaler oder Mischhaut
- Revitalisierung
- Unebenes Hautbild im Gesicht

WIRKUNG: Die nicht invasive, schmerzlose und transdermale Abgabe aktiver Wirkstoffe, um bestimmte Hautprobleme in der Epidermis und den obersten Hautschichten zu entfernen oder zu korrigieren.

ZIEL: Eine jugendlich, gesund aussehende Haut





PERKUTANE ABGABE MIT FACE INFUSION

- × Die Einwegaufsätze mit den topischen Wirkstoffen können ganz einfach in das Handstück eingesetzt werden.
- × Die Abgabe des topischen Wirkstoffs während der Stromzufuhr geschieht nur, wenn das Handgerät direkten Kontakt zur Haut hat. Ohne direkten Kontakt schliesst sich der Stromkreis nicht und es entsteht keine Stromzufuhr und Wirkstoffabgabe.
- × Ein Sensor am Handgerät sorgt dafür, dass die Stromabgabe gleichmässig erfolgt, damit plötzliche Stromstösse vermieden werden.
- × Durch die vielfältigen Einstellungs-möglichkeiten kann jede Behandlung dem Hautproblem und der Hautempfindlichkeit angepasst werden.